




Handleiding Gazelle

Peridos

Gazelle is een test management systeem. In Gazelle worden testscenario's opgesteld door het CLBPS. Voor deze scenario's kan de deelnemer (leverancier) een bericht opstellen en deze testen/valideren in EVSClient valideren. De validatie uit EVSClient kan de deelnemer (leverancier) vervolgens opvoeren als bewijs dat hij het testscenario goed heeft doorlopen.

In deze korte handleiding kunt u stapsgewijs teruglezen hoe u aan de testen deelneemt tijdens de hier voor bedoelde events.

- Log in via <https://peridos.interoplab.eu>
- U dient nu eerst in te loggen met uw account:



- Klik op de volgende pagina op 'Test Manager'



Test Manager

5.16.1

- U komt nu op het startscherm van het actieve event.
- Druk op de 'Play' knop ("CAT") om de testen te zien waar u voor in aanmerking komt.



- U ziet hier een lijst van testen waaraan u mee kan doen. NB. Een deelnemer kan meedoen aan testen van verschillende profielen, in de lijst worden dit per profiel aangegeven. In de onderstaande afbeelding is één systeem te zien dat in aanmerking komt voor testen horend bij twee verschillende profielen.

Sys	Profile	Actor	Profile Option	Type	R/O
OF_PHIT_of	Counseling	REPORT_CREATOR	NONE	T	1/0
	Test		Meta test		
	Counseling_BerichtValidatie			+	R / 1
	One test				
OF_PHIT_of	NIPT	REPORT_CREATOR	NONE	T	1/0
	Test		Meta test		
	NIPT_BerichtValidatie			+	R / 1
	One test				

- Om een test te starten drukt u op het groene 'plus' teken achter de test die u wilt gaan uitvoeren
- Druk nu op de 'play' knop om de test wilt starten.

Role	Systems	Organization Name	System keyword	Integration profile	Actor	Table	Action
✓	COU_REPORT_CREATOR [0..1]	PHIT	OF_PHIT_of	Counseling	REPORT_CREATOR		

1 Participants

- Er is nu een instantie van de test gestart waar u deelneemt.
- Lees de test door, vervolgens scrolt u door naar onder, eerst ziet u het interactiediagram met de uit te voeren stappen als overzicht (vak: "Test Participants"), vervolgens komt u uit bij de werkelijk uit te voeren stappen (vak: "Test Instance Steps", zie afbeelding hieronder).

- Instructions

Desc: AANETS Nederland Maak een bericht dat een ETS aanvraag bevat voor een zwangere uit Nederland. Valideer uw AANETS (XML) bericht in de MEDNIP validator. Voeg de permanente link toe aan de teststap ter bewijs.


Logs: + Upload a file (click or drop)

Date	User	Type	Data	Actions
2/10/21 11:48:16	AMRhendriksen	Comment	Dit is een comment	
2/10/21 11:48:58	AMRhendriksen	EVSCient	/detailedResult.seam?type=XML&oid=1.2.3215&pri	

- Bij het merendeel van de door u te nemen stappen zal gevraagd worden om bewijsvoering in de vorm van een screenshot, logging, uitleg of het toevoegen van een validatie resultaat. Dit kunt u op de volgende manieren opvoeren. Het groene plusje bij een stap dient om commentaar aan de stap toe te voegen. Het 'plusje met wereldbolletje' dient gebruikt te worden om een weblink op te voeren van een validatie uit EVSCient (EVSCient handleiding is beschreven hoe u de uitgevoerde validatie terug kunt vinden en beschikbaar kan stellen voor deling in Gazelle). Aan de hand van deze validatie kan het CLBPS nagaan of de stap goed is doorlopen.

+ Upload a file (click or drop)

- U kunt daarnaast eventueel nog bestanden zoals screenshots toevoegen per stap met de grote blauwe knop naast het plusje en het werelddolletje (let op, gebruik niet de grote blauwe knop in het vak: "Files").
- Wanneer u een stap heeft uitgevoerd kunt u deze afvinken door op het vinkje te klikken, wanneer u een stap overslaat of niet kunt uitvoeren kunt u op de dubbele pijltjes (overslaan) klikken of op het kruisje (niet uitgevoerd) klikken. Wanneer u klikt op het vinkje, kruisje of pijltjes klikt, verandert deze van kleur. NB: voeg altijd commentaar toe wanneer u een stap overslaat of niet uitvoert om de reden hiervan aan te geven.



- Wanneer u als deelnemer de laatste stap van de test uitvoert kunt u de test vervolgens aanbieden aan een Monitor (CLBPS). Een test klaarzetten voor een Monitor doet u door de status van de test te veranderen naar 'To be verified'

Test current status : To be verified ▾

- De test verschijnt nu op de werklijst van de Monitor. De Monitor (CLBPS) zal de test vervolgens doornemen en de door u opgevoerde informatie toetsen.
- U kunt terugkeren naar uw werklijst door weer op de 'Play' ("CAT") knop rechts bovenin het scherm te drukken.



- U zult in deze lijst achter de testen de instantienummers zien van al de testen die u heeft gestart. Door op een nummer te klikken komt u weer in de test. Hieronder zie je een voorbeeld: test nummer 10 staat op "W" ("Waiting to be verified").

Sys ▾	Profile ▾	Actor ▾	Profile Option ▾	Type	R/O ▾	Partners	V ▾	W ▾	P ▾	F ▾	Vendor comments ▾
OTHER_C_TEST_test	NIPT	REPORT_CREATOR	NONE	T	1/0		0%	100%	?	0%	
Test			Meta test								
	NIPT_BerichtValidatie			+	R / 1			10			
One test											

- Houd de komende dagen deze lijst in de gaten. Wanneer monitor van CLBPS de test heeft nagekeken zal de test op "V" (Verified), "P" (Partially verified) of "F" ("Failed") staan. Hieronder staat een beschrijving van de statussen:
 - o Verified: de test is goedgekeurd. De test kan niet meer aangepast worden.
 - o Partly verified: de test is deels gelukt. Je kan de test aanpassen en opnieuw op "To be verified" zetten om nogmaals te laten keuren door de monitor.
 - o Failed: de test is mislukt. De tekst kan niet meer aangepast worden. Herhaal bovenstaande handleiding om een nieuwe test te doorlopen en aan te bieden aan de monitor.